

**服務項目：**

- EI, FAB 一般解析度質譜測定
- EI, FAB 高解析度質譜測定及組成演算

**申請服務辦法：**

- 樣品純化後，連同申請表及每個樣品資料送達本儀器室，經審查核可後，依序給予服務。申請表上所列各項資料務請詳實填寫，如資料不全，將予退回，待補全依序服務。如因資料不實，導致意外或儀器受損者，本中心將視情節輕重，提出賠償要求或停止使用人之申請權。
- 申請高解析度質譜測定時，請註明欲測定之 peak 的 m/z 值及可能之分子式。
- 樣品及申請表請送至：新竹市光復路二段 101 號 清華大學化學館 232 室。
- 樣品準備需知：
  - 送測樣品請務必純化。
  - 送測樣品，分別編號或標明樣品名稱。
  - 樣品量約 1mg，採用尖底試樣瓶，或小號小試管。
  - 請儘量詳填申請表上所列資料，例如：熔點，沸點，可溶解之溶劑及樣品性質(如易氧化、光敏、毒性、放射性等)。

**預期回件時間：**

收件後，約一至二週可完成。