

服務項目：

- I. 超導材料、磁性材料、順磁或逆磁之磁性測量。
- II. 定磁場下之磁化強度測量。
- III. 定溫下之磁滯曲線測量。

申請服務辦法：

- I. 自行送樣或電話預約測量時間，每星期各申請單位使用時數，原則上以 8 小時為限。
- II. 申請人請上網預約，填妥預約單內資料，連同測量樣本寄至清華大學物理系 114 室 陳永昇收；試驗樣本若需回收，需請隨函附上回郵信封。
- III. 樣品準備需知：
 1. 樣本請包裝妥當。
 2. 塊材或膜材，直徑不得大於 5mm。
 3. 粉末重量最好大於 30mg。

預期回件時間：預約收件後需等待約一週時間。

基本參考資料：

- I. 台灣大學物理所，楊鴻昌，科儀新知，第十二卷第六期，72-79 (1991)